



## Agrandissement *Optelec ClearView C*



### Spécifications

- **Design unique et moderne** qui s'ajuste à votre intérieur.
- Son bras **en forme de C** vous offre **un maximum d'espace**.
- **Large plateau de lecture** pour lire facilement vos grands livres.
- **Design élégant** qui s'adapte à vos souhaits:
  - **Commande** avec **option de base** ou **option avancée**.
  - **Ecran large** en 2 tailles : **21,5" et 24"**, pour une image précise.
  - Ecran spécial **TwinView** pour les utilisateurs d'ordinateur.
  - **Module voix en option** avec écran tactile pour faire lire le texte par l'appareil.
  - **Caméra Haute Définition** pour une image extrêmement claire.
- **Plateau Compact** pour gagner de l'espace sur votre bureau ou **plateau Confort** plus large.

**Optelec**

Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge

Tel: 050-35 75 55

info@optelec.be

www.optelec.be

**Optelec**



agrandir



voix



braille

*Optelec ClearView C*




**agrandissement**

*ClearView C*

*pour une lecture confortable*

**Optelec**  
*Life is worth enjoying*

**Des solutions simples et efficaces pour améliorer la qualité de vie  
des personnes atteintes d'une déficience visuelle**



## Optelec ClearView C

Vous êtes malvoyant et avez des difficultés à lire, à écrire ou à regarder des photos.

La vidéo-loupe ClearView C est la solution idéale. La facilité d'utilisation est primordiale. Son nouveau design unique en forme de C vous offre plus d'espace de travail. A présent, vous pouvez facilement lire votre journal, pratiquer de petits travaux ou écrire une lettre sans être limité dans vos mouvements.

**Choisissez un concept unique et convivial!**

### Comment fonctionne-t-elle ?

La ClearView C est très facile à utiliser. Placez le texte ou la photo sur le plateau de lecture mobile. Celui-ci est agrandi par la caméra et apparaît sur l'écran.

### Contraste et agrandissement

Vous pouvez agrandir de 1,5 à 100 fois. Le réglage du contraste comme par exemple des caractères blancs sur fond noir rendent la lecture plus confortable.

### Nouveau design: plus d'espace de travail

L'écran est porté par un bras qui se trouve sur le côté et donc, vous laisse plus d'espace sous l'écran et plus de liberté de mouvement sur le plateau de lecture mobile.

### Plus de confort de lecture

Avec une vidéo-loupe traditionnelle, vous devez tirer le plateau de lecture vers vous pour voir le haut du texte. Avec la ClearView C, vous voyez le haut du texte sans avoir trop tiré le plateau vers vous car la caméra est placée différemment. Ceci vous offre une expérience de lecture très agréable.

### Différents modèles

La ClearView C est disponible en différents modèles. Vous pouvez choisir parmi 2 tailles d'écran. La ClearView C existe également avec une fonction de lecture du texte. Pour les utilisateurs d'ordinateurs, il y a l'écran TwinView qui permet d'alterner entre l'image PC et l'image vidéo-loupe.

