



# Luna 6



## Loupe portative ultra légère

**Optelec**

Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge  
Tel: 050-35 75 55

info@optelec.be  
www.optelec.be



## Loupe à main confortable et portable

La loupe à main Luna 6 est une loupe d'écran de poche que vous pouvez emporter partout. Avec son écran de 13,5 cm et son poids de 210 g seulement, elle peut être utilisée partout.



Dotée d'une poignée confortable et d'une fonction unique de charge sans fil, le Luna 6 est un outil pratique pour les personnes malvoyantes lors de tous leurs déplacements.



### Caractéristiques

- Agrandissement: 2,5x - 19x
- Ecran: 5,5" écran TFT (13,5 cm)
- Caméra: 13MP
- Mode d'écriture
- Modes d'affichage: pleine couleur et 10 modes de couleur à contraste élevé
- Support d'écriture pliable: oui
- Poignet intégrée: oui
- Autonomie de la batterie: plus de 4 h continu
- Batterie: batterie lithium-ion rechargeable
- Chargement: avec ou sans fil
- Poids: 210 g
- Dimensions: 160 x 80 x 11 mm

